

**FICHE PRODUIT**

## Chaise pour mammographie à hauteur variable électrique

Référence : SOC-H920SDM100

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Accessoires d'imagerie : Chaise pour mammographie

### Description du produit

#### Chaise pour mammographie à hauteur variable électrique

**Ce siège divan mobile à hauteur variable** a été spécialement conçu **pour la mammographie**, facilement ajustable pour permettre tous les types d'examens grâce à la **hauteur variable électrique de 540 à 740 mm**. Il permet ainsi d'obtenir le positionnement en toute sécurité du patient et assure également son confort lors des examens.

**Caractéristiques techniques :**

- Chaise mobile pivotant à 360°, position verrouillée tous les 90°
- Appui-tête ajustable
- Dossier réglable de manière très précise manuellement de - 5° jusqu'à la position horizontale
- Accoudoirs escamotables
- Repose-pieds mobile (accoudoirs et repose-pieds se déplaçant de manière synchronisée avec le dossier)
- Frein au pied
- Socle et colonne RAL9002 gris blanc

**Dimensions :**

- Hauteur d'assise : 540 mm

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Hauteur du dossier : 890 mm
- Longueur totale : 1825 mm
- Largeur : 645 mm
- Dimensions du socle : 700 x 640 mm
- Hauteur totale du siège : 1430 mm
- Hauteur variable électrique : de 540 à 740 mm
- Poids : 75 kg
- Poids maximum autorisé : 150 kg
- Roues : diamètre 100 mm

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-chaises-pour-mammographie/12368-chaise-pour-mammographie-a-hauteur-variable-electrique.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique        | Valeur                   |
|------------------------|--------------------------|
| delais                 | 48 heures                |
| Accessoires d'imagerie | Chaise pour mammographie |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com