

**FICHE PRODUIT**



## Obturateur pour cathéter - rose

Référence : TER-SO2032F

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Obturateur pour cathéter - Rose. Code couleur rose

#### Autres caractéristiques:

- Stériles. Apyrogènes.
- Obturateur flexible en polyéthylène.
- Un obturateur luer lock est disponible pour chaque taille (sauf 24G).
- Il empêche la formation de caillots dans la lumière du cathéter lorsque l'utilisation est momentanément interrompue.
- L'obturateur possède le même code couleur que le cathéter ceci afin d'éviter toute confusion.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/obturateurs-cathetersuu/1237-obturbateur-pour-catheter-rose.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com