


**FICHE PRODUIT**

## Fiche de connecteur avec porte fusibles pour poupinel stérilisateur automatique 120 litres

Référence : SOC-fp04201901

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

Fiche de connecteur avec porte fusibles pour poupinel stérilisateur automatique 120 litres,  
- Fourni avec 2 fusibles 10A (fusible 5x20 10A DF)

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaaleur/12374-fiche-de-connecteur-avec-porte-fusibles-pour-poupinel-sterilisateur-automatique-120-litres.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com