

FICHE PRODUIT

Collecteur Sharpsafe 4L avec clapet anti- retour

Référence : SOC-DE111915

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Collecteur de proximité Sharpsafe® est un modèle polyvalent de tailles moyennes pour une utilisation quotidienne sur paillasse, chariot ou plateau de soins.

Application

- Conditionner les déchets médicaux coupants, tranchants et perforants des services de soins et des laboratoires.

Avantages

- Assemblage aisé par simple pression avec témoin sonore de mise en sécurité : 4 « clics ».
- Ouverture large adaptée à l'activité des hôpitaux et des laboratoires.
- Très grand espace de sécurité entre l'orifice d'introduction des déchets et la limite de remplissage.
- Deux modèles disponibles : avec et sans clapet anti-retour. Le clapet est une sécurité supplémentaire évitant le sur-remplissage.
- Les modèles 1, 2 et 3 litres sont adaptables sur plateaux de soins simple et double bac pour une utilisation au plus près de l'acte du soin.

Conditionnement**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le Collecteur de proximité Sharpsafe® est vendu par lot de 50.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/containers-sharpsafe/12380-collecteur-sharpsafer-4l-avec-clapet-anti-retour.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com