


FICHE PRODUIT



Lampe d'examen HALUX LED 20-1 P FX + FIXATION MURALE

Référence : SOC-HALUX LED

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Equerre murale
- Domaines d'utilisation de la lampe : Polyvalente

Description du produit

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Équipement :	1 x lampe LED - Classe d'efficacité énergétique A+
Champ d'éclairage à @50cm	Ø 18 cm
Puissance lumineuse @ 50cm	40 000 lx
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 93
Température de couleur	4400 K
Appareillage	Convertisseur électronique
Tension d'alimentation	220-240V ; 50-60Hz
Cordon d'alimentation	1,8 m fiche bipolaire
Tête du luminaire	Polycarbonate (PC)
Poids (Net)	1,4 kg
Puissance absorbée	13 W
Commande	Interrupteur (I/O) sur bras
Compensation d'articulation	Ressort
Classe de protection	II
Accessoires	Piètement 5 branches à roulettes, étau pour rail médical avec écrou de sécurité, pince étau avec écrou de sécurité, embase universelle avec écrou de sécurité, bras prolongateur avec écrou de sécurité, fixation murale avec écrou de sécurité.
Normes	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Particularités	Commutable sans entretien
Fixation	Rail, table, mur

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/12381-lampe-d-examen-halux-led-20-1-p-fx-fixation-murale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Equerre murale
Domaines d'utilisation de la lampe	Polyvalente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com