

FICHE PRODUIT

Lamelle couvre-objet en verre borosilicaté Knitell 22x22mm épaisseur n°1

Référence : SOC-00021332

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lamelle couvre-objet en verre borosilicaté Knitell 22x22mm épaisseur n°1

Application :

- Recouvrement des échantillons lors d'analyses microscopiques.

Qualité du verre :

- Verre borosilicaté blanc

Caractéristiques techniques :

- Forme: Carré;
- Dimensions: 22 x 22 mm;
- Epaisseur : 0,13 - 0,16mm (type 1);
- Conditionnement minimum de vente: 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lamelles-standards/12385-lamelle-couvre-objet-en-verre-borosilicate-knitell-22x22mm-epaisseur-n-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com