

FICHE PRODUIT



Garrot Clipcomed adulte, Sans latex 48 cm

Référence : SOC-00021334

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Garrot Clipcomed adulte

- Ouverture rapide et desserrage progressif.
- Dimensions : longueur : 48 cm / largeur : 2,5 cm.
- Sans latex.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/12387-garrot-clipcomed-adulte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com