

FICHE PRODUIT

Glacière SHIVER 30 L - gris

Référence : SOC-00021335

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière SHIVER 30 L - gris**Spécifications techniques:**

- Matériau: polypropylène.
- Isolation: mousse de polyuréthane à haute densité.
- Logement intégré dans le couvercle pour accueillir 2 éléments réfrigérants de 400 ml avec système de blocage.
- Espace vertical pour stocker jusqu'à 6 bouteilles de 2 l.
- Joint entre le corps et le couvercle pour une meilleure étanchéité.

Données techniques :

- Dim. externes: 29,7 x 39,5 x 48,5 h cm
- Dim. internes: 33 x 24 x 42 h cm
- Dotée de 2 éléments réfrigérants de 400 ml;
- Unité de vente: 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/12388-glaciere-shiver-30-l-gris.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com