


FICHE PRODUIT



Tubes à essais en verre Pyrex® 16 x 160 mm (lot de 10)

Référence : SOC-00021336

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tubes à essais en verre Pyrex® 16 x 160 mm (lot de 10)

Description :

En Verre Pyrex® à paroi très épaisse 1,8 mm.

Très bonne résistance mécanique.

Longévité exceptionnelle.

Très résistant aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.

Dimensions : 16 x 160 mm.

Conditionnement minimum de vente: Lot de 10 pces.

Spécifications techniques:

- Capacité : 20ml
- Conditionnement : Lot de 10
- Conditionné par : 10

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Matériau : Verre
- Qualité du matériau : Verre Pyrex® à usage intensif
- Typologie de produits : Verrerie usuelle - autres
- Ø ext. x longueur : 16 x 160 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/laboratoire/12389-tubes-a-essais-en-verre-pyrexr-16-x-160-mm-lot-de-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com