

FICHE PRODUIT

Plaques multipuits pour culture cellulaire, 96 puits

Référence : TPP-MC96FRT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Plaques multipuits pour culture cellulaire, 96 puits; * Traitement culture cellulaire uniquement sur le fond des puits. * Qualité optique pour l'observation et les mesures spectrophotométriques. * Ergot de ventilation : évite l'effet ventouse entre plaques multipuits. * Anneau anticondensation sur le couvercle prévenant les contaminations croisées. * Repérage alphanumérique sérigraphié en noir. * Bande jaune sur le couvercle et la plaque servant de détrompeur visuel rapide et de zone de marquage. * Bande striée pour une préhension facile de chaque ensemble "plaque + couvercle", notamment lorsque les plaques multipuits sont empilées. * Empilement stable compatible quelque soit le modèle de plaque TPP. * Les plaques multipuits ont le format standard : 128 mm x 86 mm. * Polystyrène cristal. * Stériles. * Niveau d'endotoxines inférieur à 0,5 EU par ml. * Pour usage général de laboratoire. * Caractéristiques techniques des plaques multipuits * Forme de puits: Ronde. * Nombre de puits: 96 puits * Dimensions des puits: Volume= 0,31; Surface de culture= 0,66cm²; Ø = 6,7mm. * Conditionnement: 6 par sachet. * Conditionnement de vente: Carton de 96.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/plaques-multipuits-culture-cell/1239-plaques-multipuits-pour-culture-cellulaire-96-puits.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com