


FICHE PRODUIT

Paillasse de laboratoire inox - Pharma Line - 900 x 700 mm

Référence : SOC-00021337

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Paillasse de laboratoire inox - Pharma Line - 900 x 700 mm

Pour industrie pharmaceutique, agroalimentaire, salle blanche, ...

- Acier inox AISI 304 au CR-NI 18/10 avec finition externe Scotch-Brite et 2B interne
- Structure soudée 4 points en tube carré 50x50 mm
- Charge maximale : 350 kg/m²
- Absence d'arêtes coupantes
- Surface de travail épaisseur 15/10 (hauteur : 50 mm)
- Plan de travail arrondi coté opérateur (R=10 mm) et autres côtés (R=2mm)
- Pieds inox avec réglage mise à niveau

N.B : Paillasse soudée livrée à quai montée, sanglée, filmée sur palette

Caractéristiques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Piètement	825 mm
Profondeur plan de travail	700 mm
Matériau plan de travail	Inox AISI 304 (nickel-chrome 18/10)
Dimensions	900 x 700 mm (L x P)
disponibilité	Habituellement 3 à 4 semaines
Hauteur	900 mm
Type	Paillasse nue

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/paillasse-de-laboratoire/12390-paillasse-de-laboratoire-inox-pharma-line-900-x-700-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com