

## FICHE PRODUIT



# Sachets de stérilisation autocollants pour autoclave

Référence : SOC-A41439

## Description du produit

### Caractéristiques :

- Sachets de stérilisation autocollants constitués d'une face papier de qualité médicale et d'une face plastique en polyester.
- La face papier est perméable à la vapeur d'eau et aux gaz sous pression, imperméable aux micro-organismes, résistante à l'humidité et au déchirement, assurant ainsi une bonne conservation de la stérilité dans le temps. La face plastique transparente est très résistante, imperméable aux micro-organismes, à l'humidité et aux gaz avec une excellente soudure à chaud.
- Système de fermeture autocollant.

Conditionnement : Boîte de 200 sachets

Conforme aux normes ISO11607 - EN 868-5.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/emballages-et-indicateurs-de-sterilisation/12392-sachets-de-sterilisation-autocollants-pour-autoclave.html>

## Déclinaisons

| Désignation                          | Référence : | EAN13 : |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| accessoires_steri_dim - 90 x 230 mm  | SOC-A41439A |         |
| accessoires_steri_dim - 135 x 250 mm | SOC-A41439B |         |
| accessoires_steri_dim - 200 x 320 mm | SOC-A41439C |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)