

FICHE PRODUIT

Anti-HCV , 96 test

Référence : SOC-HEI05

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Anti-HCV

Méthode: Anticorps contre le virus de l'hépatite C

Conditionnement : 96 test

Température : 2 - 8 °C

Échantillons : Sérum, Plasma

Mesures : Plaques de microtitrage

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12396-anti-hcv-96-test.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com