

FICHE PRODUIT

Table de réanimation pédiatrique néonatale HKN-93A

Référence : SOC-HKN-93A

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales :

- La Température est contrôlée par micro ordinateur
- La puissance de chauffe est ajustable manuellement ou automatiquement
- Double affichage de la température 25 °C à 37°C (Température ambiante - température corporelle enregistrées sous différentes fenêtres)
- Consigne et valeur réelle, précision < 0.3 °C
- Affichage du temps
- Indicateur erreur de température ou de puissance
- Alarme déviation température
- Élément chauffant en quartz micro cristal
- Réglage de la position de l'élément chauffant
- Système complet d'alarmes acoustiques et visuelles
- Couche du bébé ajustable en inclinaison avec parois en plexi

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Support prévu pour prendre une radio (Plateau X-Ray sous le berceau)
- Monté sur 4 grandes roulettes (2 avec freins)

Equipé de :

- Unité de photothérapie intégrée avec minuterie
- Porte sérum
- Rails latéraux pour fixation accessoires
- Matelas
- 2 sondes de température (1 pour Ambiant, 1 pour le bébé)
- Sortie RS-232

Emballage :

- Dimensions : 127 * 81 * 115 cm
- Poids : 120 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/124-table-de-reanimation-hkn-93a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com