

FICHE PRODUIT



Bavettes 3 épaisseurs BLUEBIB TIE-ON BLEUES, à cordons, 40 x 45cm, Boîte de 50

Référence : SOC-00021340

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bavettes 3 épaisseurs BLUEBIB TIE-ON BLEUES, à cordons, 40 x 45cm, Boîte de 50

Description

- Avec les cordons, la corvée du déroulage/découpage est terminée. Un simple noeud suffit.
- Ultra absorbante : 3 épaisseurs.
- 2 feuilles de cellulose + 1 film polyéthylène imperméable.
- Format couvrant : 45 x 40 cm.
- Excellente protection des vêtements du patient et du fauteuil.
- Le coloris bleu apporte le juste contraste pour travailler efficacement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12403-bavettes-3-epaisseurs-bluebib-tie-on-bleues-a-cordons-40-x-45cm-boite-de-50.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com