

FICHE PRODUIT

Algicide 100 ml pour bain-marie (lot de 2)

Référence : SOC-D780385

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'Asquatab est un algicide pour bains-marie très efficace contre les algues, bactéries et moisissures,

Il est uniquement pour une utilisation avec de l'eau dans les bain marie. grace à cette solution, le stress bactériostatique et fongistatique de l'eau est maintenu faible.

- Dosage : 5 ml/10 litres
- Solubilité dans l'eau: Complètement soluble
- Composition chimique : 2 % Chlorure de poly(diméthyl imino)-2-hydroxy-1,3 propanediyle
- Plage de température: 5°C à 90°C
- **Conditionnement de vente: 2 flacons de 100 ml**

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/12405-algicide-pour-bain-marie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com