

**FICHE PRODUIT**



## Développeuse automatique de films intra-oraux dentaires **PERIOMAT Plus**

Référence : SOC-DD603147

### Points forts

- délais : 48 heures
- Type de supports : Dentaire

## Description du produit

### Caractéristiques techniques:

- Volet pour développer à la main dans la chambre noire. Les films endo avec clichés du canal radiculaire qui servent à vérifier et non pas à être archivés sont immergés très proprement dans les bains grâce à la pincette.
- Le système de renouvellement d'eau permet de gagner du temps et de faciliter le travail. Lors du renouvellement d'eau, deux fois par semaine, l'assistante dentaire vidange l'eau simplement par l'orifice d'écoulement.
- L'interrupteur principal clignote après la mise en fonctionnement jusqu'à ce que les produits chimiques aient atteint la température souhaitée. L'appareil est donc prêt à fonctionner.
- Une sonde thermique facilite le contrôle des bains et le remplacement des produits chimiques.

**Alimentation:** 230 V - 50 Hz

**Puissance :** 400 W

**Puissance absorbée (A):** 1.8

**Durée du processus :** 5 minutes

**Température du bain :** 24°C

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

**Durée de mise en fonctionnement:** 100%

**Dimensions :** H 40 X L 63 X P 25 cm

**Poids :** 11,5 kgs

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-dentaire/12409-developpeuse-automatique-de-films-intra-oraux-dentaires-periomat-plus.html>




## Caractéristiques

| Caractéristique  | Valeur    |
|------------------|-----------|
| delais           | 48 heures |
| Type de supports | Dentaire  |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)