

FICHE PRODUIT

Gant de ménage Latex floqué

Référence : SOC-E127600

Points forts

- délais : 48 heures
- taille de gant : Taille 6
- Manchette de gant : Manchette longue 300mm
- Couleur de gant : Jaune

Description du produit

Caractéristiques techniques:

300 mm, Jaune

Manchette bord droit

Intérieur Floqué

Emballé par paire. Sachet de 12 paires.

Carton de 192 paires.

Tailles disponibles:

Taille 6/6^{1/2}

Taille 7/ 7^{1/2}

Taille 8/ 8^{1/2}

Conditionnement minimum de vente: Sachet de 12 paires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-de-protection/12410-gant-de-menage-latex-floque.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
taille de gant	Taille 6
Manchette de gant	Manchette longue 300mm
Couleur de gant	Jaune

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com