

FICHE PRODUIT



Matelas radio-transparent 2000 x 800 mm

Référence : SOC-LSUME602

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques:

Dimensions:

Longueur: 2000 mm

largeur: 800 mm

Epaisseur: 100 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/matelas-radio-transparent/12411-matelas-radio-transparent-2000-x-800-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com