

FICHE PRODUIT

Selle de Pauchet

Référence : SOC-2094702

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications du tabouret en Selle de Pauchet

- Les selles sont disponibles en version élévation à vis ou par pédale hydraulique au pied.
- Hauteur variable de 700 à 900 mm
- Assise tournante avec sellerie en aluminium sur laquelle est fixé un coussin amovible composé d'une mousse recouverte de simili antistatique.
- Socle en inox lesté. Toutes nos selles sont équipées d'un patin glisseur anti-statique facilitant la mise en place entre les jambes du chirurgien. Le patin glisseur de par sa conception protège les sols plastifiés.
- Les selles sont livrées en standard de couleur noire.
- Chaque selle est montée sur un socle lesté de diamètre 30 cm.
- Poids : 12 kg
- Sellerie confortable traité anti moisissure, anti microbien, résistant au feu.

Selle de Pauchet Hauteur 70 à 90 cm - Réglage pédale au pied

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-ou-sieges-pour-chirurgiens/12413-selle-de-pauchet.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com