

FICHE PRODUIT



Awmètre portable LabSwift

Référence : SOC-H5260467

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'instrument :

- Plage de mesure : 0,03...1,00aw
- Résolution : +/- 0,001aw
- Précision : +/- 0,01aw
- Signalisation de la stabilité de la valeur aw
- Mesure précise de la température de la chambre de mesure
- Mémorisation des valeurs mesurées et protocole sur carte SD
- Calibrage automatique en 6 points
- Carte SD pour transfert des données sur PC
- Dimensions: 225 x 140 x 85 mm
- Alimentation: 220/240 V
- Mémorisation calibrage: Capteur intelligent Novalyte type CM-2 avec mémorisation des points de calibrage
- Affichage écran: Ecran LCD contrasté
- Poids brut: 3.25 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/eau-distillee/12414-awmetre-portable-labswift.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com