

FICHE PRODUIT



Armoire médicale vitrée 1 porte

Référence : SOC-00021342

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoire médical vitrée 1 porte

Vitrine structure époxy 3 tablettes.

Caractéristiques :

- Armoire vitrée avec structure en époxy blanc.
- Avec 3 tablettes en verre.
- Fermeture une porte, avec clé.
- Dimensions : L.53 x P.36 x H.134 cm.
- Espacement entre les tablettes : réglable selon les besoins.
- Matériel médical CE.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/12415-armoire-medical-vitree-1-porte.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com