

FICHE PRODUIT



Boîte de kyste SOCIMED

Référence : SOC-K110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la boîte de kyste SOCIMED

- Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm 1 pièce
- Ciseaux Mayo, droits, 18 cm 1 pièce
- Ciseaux Mayo, courbes, 25 cm 2 pièces
- Ciseaux Metzembraum, droits, 20 cm 1 pièce
- Manche Bistouri n°4 1 pièce
- Ecarteur Farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire 2 pièces
- Ecarteur Hartmann, double fil, inox, 16 cm, la paire 2 pièces
- Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm 2 pièces
- Pince Allis, 19 cm 2 pièces
- Pince à Champs Backhauss, 12 cm 4 pièce
- Pince Pozzi, droite, 24 cm 2 pièces
- Pince Dissection, S/G, 20 cm 1 pièce

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pince Dissection, S/G, 25 cm 1 pièce
- Porte-aiguille Mayo-Hégar, 20 cm 1 pièce
- Pince Babcock, 16 cm 2 pièces
- Bougie Hégar, simple inox, 19 cm, série de 15 pièces: n°4 à n°18 1 pièce
- Sonde Cannelée, 14 cm 1 pièce
- Spéculum Vaginal Collin, 25 mm, long 85 mm 1 pièce
- Spéculum Vaginal Collin, 35 mm, long 110 mm 1 pièce
- Valve Doyen vaginale, 90 mm x 45 mm 1 pièce.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/12416-boite-de-kyste-socimed.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com