

FICHE PRODUIT



Boîte de base chirurgie générale

Référence : SOC-BOCHGB410

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la boîte de base chirurgie générale

Acier AISI 410

- 1 Boîte inox 18x8x4 cm
- 1 Ecarteur de Farabeuf 15 cm (paire)
- 1 Manche à bistouri N°4
- 1 Pince à dissection s/g 14 cm
- 1 Pince à dissection a/g 14 cm
- 1 Pince à échardes Hunter 10,5 cm
- 1 Ciseaux Iris fin pointus droit 11 cm
- 1 Ciseaux Mayo droits 14 cm
- 1 Ciseaux Metzembaum courbes 18 cm
- 2 Pincés Halstead-Mosquito courbe SG, 14 cm
- 2 Pincés Halstead-Mosquito droite SG, 14 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Pince Péan Murphy droite 14 cm
- 1 Porte aiguille Mayo Hegar 16 cm
- 1 Stylet Porte-coton, 16 cm
- 1 Double sonde Cannelée boutonnée 14 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/12417-boite-de-base-chirurgie-generale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com