

FICHE PRODUIT



Gaine plate pelable BOP DI - 100m x 160mm

Référence : SOC-92BOP15200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gaine plate pelable "BOP®" DI - 100m x 160mm

Descriptif :

- Gaine de stérilisation 1 face papier grade médical et 1 face film plastique shaterless indéchirable

Application :

- Stérilisation des dispositifs médicaux
- Modèle à soufflet adapté pour les dispositifs médicaux volumineux

Avantages :

- Dossier de validation NF EN ISO 11607-1 et EN 868-5
- Double indicateur de passage (ISO 11140-1) vapeur et oxyde d'éthylène, imprimé intrafilm.
- Pas de phénomène de curling à l'ouverture.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Excellente pelabilité.
- Sens de pelabilité imprimé sur les gaines.

Largeur (en mm)	Longueur (en m)	Type de gaine	Conditionnement minimum de vente
160	100	A plat	1 rlx

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/12418-gaine-plate-pelable-bopr-di-200m-x-150mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com