

FICHE PRODUIT



Garrot électropneumatique hémostatique, modèle DZ

Référence : SOC-DZ21343

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Garrot électropneumatique hémostatique, modèle DZ

Le garrot électropneumatique hémostatique DZ est un appareil d'arrêt du sang commun pour les départements de chirurgie et d'orthopédie et la salle de premiers soins.

En chirurgie orthopédique et en traitement chirurgical d'urgence, il peut être utilisé pour bloquer le saignement des membres par voie pneumatique.

Dispose de trois garrots pneumatique (Grande, moyenne et petite taille).

Spécifications techniques:

- Alimentation: 220 $\pm$ 10% $\square$ 50Hz;
- Sortie nominale: $\leq$ 18VA;
- Gamme de pression: 0.05mPa $\square$ 0.095mPa;
- Temps d'alarme: 30m $\square$ 60m 90m 120m;
- Dimensions: 28cm x 20cm x 10cm;
- Poids Net / Brut: 3 / 4 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-congestion-sanguine/12420-garrot-electropneumatique-hemostatique-modele-dz.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com