

FICHE PRODUIT



Fil de suture Catgut chromé 2/0,75cm coupe inversée 3/8, cercle 30 mm

Référence : SOC-3830

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le fil de suture chirurgical en catgut chromé est naturellement résorbable.

Il est obtenu à partir de fines lamelles longitudinales de la muqueuse intestinale de chèvre et de mouton, enroulées et réunies entre elles pour donner un aspect de monofilament.

Le fil de suture chirurgical en catgut chromé est aussi disponible en couleur brun foncé.

Réaction avec l'organisme : Le fil de suture chirurgical en catgut Chromé réagit très peu avec l'organisme.

Indications : Fermeture chirurgie générale, chirurgie ophtalmique, orthopédique, obstétrique et gastro-intestinale.

Fil de suture Catgut chromé 2/0 ,75cm coupe inversée 3/8, cercle 30mm

- Dimensions: 3/8 cercle 30 mm;
- Conditionnement minimum de vente: boîte de 12;
- Unité de vente: 1 boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-en-catgut-chrome-ou-simple/12431-fil-de-suture-catgut-chrome-2-0-75cm-coupe-inversee-3-8-cercle-30-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com