

FICHE PRODUIT

Fil de suture catgut plein 2/0, 75cm rond corsé 1/2 cercle, 30mm, boîte de 12

Référence : SOC-123020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fil de suture Catgut plain 2/0 , 75cm rond corsé 1/2 cercle 30 mm

- Dimensions: 1/2 cercle 30 mm;
- Conditionnement minimum de vente: boîte de 12;
- Unité de vente: 1 boîte.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-en-catgut-chrome-ou-simple/12433-fil-de-suture-catgut-plein-2-0-75cm-rond-corse-1-2-cercle-30mm-boite-de-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com