

FICHE PRODUIT



Flacons pour culture cellulaire, 60 ml, cape ventilée

Référence : TPP-FC25T

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons pour culture cellulaire, 60 ml, Cape ventilée;

- Pour les cultures en monocouche ou en suspension.
- Large gamme de 10 à 485 cm².
- Traitement culture cellulaire uniquement sur le fond des flacons, ce qui évite la croissance des cellules sur les bords et surfaces inclinées.
- Parfaite qualité optique pour l'observation microscopique.
- Matière:
 - * flacon en polystyrène cristal.
 - * cape en polyéthylène.
- Stériles.
- Niveau d'endotoxines inférieur à 0,5 EU par ml.
- Pour usage général de laboratoire.
- version de capes disponibles: - Ventilée : un repère visuel et un cran permettent de sécuriser la cape en position ventilée. Les échanges gazeux sont parfaitement reproductibles d'un flacon à

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

l'autre, et ceci sur toute la gamme.

- Surface de culture: 25 cm².
- Volume maximal: 60 ML. * Dimensions(LxIxH): 9 x 5 x 2,5 cm.
- Conditionnement: Sachet de 10.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 360.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pour-culture-cellulaire/1244-flacons-pour-culture-cellulaire-60ml-cape-ventilee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com