

**FICHE PRODUIT**

## Fil de suture Catgut chromé CC 2, longueur 75cm rond corsé 1/2, boîte de 12

Référence : SOC-021236

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Caractéristiques du Fil de suture Catgut chromé CC 2 :**

- Longueur : 75cm;
- Aiguille : rond corsé 1/2 cercle 36 mm;
- Conditionnement : Boîte de 12;
- Unité de vente : une Boîte.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-en-catgut-chrome-ou-simple/12441-fil-de-suture-catgut-chrome-cc-2-longueur-75cm-rond-corse-boite-de-12.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)