

FICHE PRODUIT



Fil de suture Catgut chromé CC 2, longueur 75cm coupe inversée 3/8, boîte de 12

Référence : SOC-23840

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Fil de suture Catgut chromé CC 2 :

- Longueur : 75cm;
- Aiguille : coupe inversée 3/8 cercle 40mm;
- Conditionnement : Boîte de 12;
- Unité de vente : une Boîte.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-en-catgut-chrome-ou-simple/12442-fil-de-suture-catgut-chrome-cc-2-longueur-75cm-coupe-inversee-boite-de-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com