

FICHE PRODUIT



Modèle pour préservatif, 20 modèle de pénis

Référence : SOC-00021344

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Modèle pour préservatif, 20 modèle de penis

Les 20 modèles de pénis en polystyrène sont des représentations de pénis humains en érection, l'ensemble est destiné à une utilisation dans une classe d'éducation sexuelle à destination d'élèves en classe de collège ou lycée.

Les modèles peuvent être fixés au bureau avec des bandes auto-adhésives pour laisser les deux mains libres pour la formation.

Données techniques :

- **Diamètre:** 3,5 cm;
- **Longueur du pénis:** 12,5 cm;
- **Poids:** 0,1 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12443-modele-pour-preservatif-20-modele-de-penis.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com