

FICHE PRODUIT

Mélangeur automatique Pentamix 3 3M ESPE

Référence : SOC-3M891-2869

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le mélangeur automatique pour matériaux d'empreinte Pentamix™ distribue un mélange homogène pour des empreintes d'un haut niveau de fiabilité et donc pour un ajustage parfait de vos restaurations prothétiques et ce, pour tous les cas cliniques.

Avantages: Gain de temps de travail, gain de place

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/thermoformeuse/12445-pentamix-3-3m-espe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com