

FICHE PRODUIT



Colonne d'endoscopie pour chirurgie Arthroscopique, modèle MAXER 2500

Référence : SOC-00021343

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Colonne d'endoscopie pour chirurgie Arthroscopique, modèle MAXER 2500

SOCIMED propose des systèmes de colonne d'arthroscopie pour différents besoins afin de maintenir une vision de haute qualité tout au long des chirurgies arthroscopiques. Ce système de colonne d'arthroscopie comprend des **caméras HD**, des **systèmes de rasage**, des **pompes d'irrigation** et un ensemble d'instruments à charnière essentiellement sans broches.

Les **arthroscopes HD** constituent l'épine dorsale du système d'arthroscopie. Ces télescopes à grand angle entièrement autoclavables utilisent du saphir aux deux extrémités pour protéger les instruments optique des dommages accidentels causés par les rasoirs. Les lamelles en saphir sont soudées de manière active, ce qui améliore encore la durabilité.

Gaines et trocars à verrouillage facile :

Nous proposons des gaines à verrouillage facile pour arthroscopes de différents diamètres. Système de verrouillage facile pour une utilisation facile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Instruments à charnière sans broches :

Les instruments à charnière sans broches nouvellement conçus sont un exemple de fabrication allemande à la pointe de la technologie. Ces instruments à pointe fine sont faciles à insérer, en particulier dans les zones difficiles d'accès. Avec un arbre extérieur en une seule pièce à fente, ils offrent une conception robuste et une plus grande durabilité.

Instruments d'arthroscopie :

La gamme complète d'instruments est disponible pour les petites articulations, les genoux, les épaules, les hanches et comprend également des sondes et des rasoirs.

Configuration standard de la Colonne d'endoscopie pour chirurgie Arthroscopique, modèle MAXER 2500 :

- Caméra 1CCD HD complet, monture étanche avec coupleur HD et mallette de transport.
- Coupleur de zoom HD 15-35 mm.
- Source de lumière type Maxer à LED, LED 610.
- Câble de fibre optique Dia. 3.5mm, longueur 3m résistance au température élevée, adaptateur Storz, pour scopes dia.2-4 mm.
- Moniteur médical HD 27".
- Système de rasoir pour arthroscopie. Unité de commande du rasoir, pédale standard, pièce à main du rasoir avec verrouillage manuel.
- Unité de commande du rasoir.
- Pièce à main du rasoir 8000 tr/min, verrouillage manuel.
- Interrupteur à pédale du rasoir standard.
- Pompe d'arthroscopie Maxer 501.
- Lame de rasoir agressive rayon complet 4,2 mm de diamètre, multi-usage, non stérile (2 boîtes de 5).
- Tubulure d'utilisation quotidienne pour les pompes Maxer modèles 501, 510, 601, 801, 901 et 810 (lot de 20).
- Tubulure jetable côté patient pour pompe Maxer, modèles 501, 510, 601, 801, 901 et 810 (ensemble de 40).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Chariot mobile avec 4 tablettes, tiroir, poignée, prise multiple à 6 voies, 4 roues pivotantes avec verrou, support de moniteur sur la pièce transversale, hauteur totale 1437 mm, largeur 500 mm (avec Schuko Steckdose).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/video-endoscope-complet/12447-colonne-d-endoscopie-pour-chirurgie-arthroscopique-modele-maxer-2500.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com