

FICHE PRODUIT



Kit d'Hystéroscopie Diagnostique et Opératoire

Référence : SOC-00021346

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit d'Hystéroscopie Diagnostique et Opératoire

Hystéroscopie Diagnostique et Opératoire :

- Hystérosopes WL 300mm HD Ø 2,9mm 30°.
- Gaine intérieure de diagnostic Ø 4 mm, 1 robinet rigide, WL 267 mm, pour scope 2,9 mm 0°.
- Gaine extérieure de diagnostic à écoulement continu Ø 5 mm, 1 robinet rigide, WL 240 mm.
- Obturateur pour 25.31.2911 / 2912 et 25.31.2931 / 2932.
- Gaine interne **Bettochi** à verrouillage facile avec un robinet rigide pour gaine fonctionnelle, télescope à 30°.
- Gaines à flux continu avec 1 robinet d'arrêt rigide et 1 orifice pour instrument - Canal d'irrigation 5 CH et séparé.
- Pince à biopsie semi-rigide, cuillère ovale, dentelée, double action - L 40 cm, Ø 1.6mm, 5 ch
- Pince de préhension semi-rigide, mors en alligator, double action - L 40cm, Ø 1.6mm, 5 ch.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ciseaux semi-rigides, simple action - L 40cm, Ø 1.6mm, 5 ch.
- Electrode de balle flexible bipolaire - 5Ch.
- Câble bipolaire L 3 mm à fiche plate, modèle international 2 pol.

Résection Bipolaire :

- Hystéroscope Ø 4 mm, 30° HD WL 300 mm, autoclavable.
- Gaine de résectoscope 26/24 ch, rotative, 2 robinets, pour irrigation continue complète avec obturateur standard pour lunette de 4 mm, verrouillage simple.
- Gaine extérieure du résectoscope, 26 canaux pour une portée de 4 mm, fermeture facile avec trous ronds.
- Gaine interne de résectoscopie avec isolation en céramique seulement 24 CH.
- Obturateur standard pour gaines de résectoscope 24 CH.
- Élément de travail bipolaire, passif, coupant par action de ressort, poignée fermée pour électrodes à tige simple, 26/24 CH.
- Tige de protection pour élément de travail.
- Electrode à rouleau serrée Ø 3 mm, 24 CH, Bipolaire.
- Électrode à couteau 24 CH, Bipolaire.
- Electrode en boucle coudée, 24 CH, pour oscilloscope à 30°, bipolaire.
- Electrode de boucle droite, 24 CH, bipolaire.
- Tube de stérilisation.
- Câble pour élément de travail bipolaire avec 2 fiches bananes.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/12449-kit-d-hysteroscopie-diagnostique-et-operatoire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com