

FICHE PRODUIT



Flacons pour culture cellulaire, 60 ml, cape à filtre

Référence : TPP-FC25FT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons pour culture cellulaire, 60 ml, Cape à filtre;

- Pour les cultures en monocouche ou en suspension.
- Large gamme de 10 à 485 cm².
- Traitement culture cellulaire uniquement sur le fond des flacons, ce qui évite la croissance des cellules sur les bords et surfaces inclinées.
- Parfaite qualité optique pour l'observation microscopique.
- Matière:
 - * flacon en polystyrène cristal.
 - * cape en polyéthylène.
- Stériles.
- Niveau d'endotoxines inférieur à 0,5 EU par ml.
- Pour usage général de laboratoire.
- version de capes disponibles: à filtre : une cape munie d'un filtre hydrophobe de 0,2 µ permet les échanges gazeux et évite les contaminations. Pour chaque taille de flacon, le diamètre du filtre est

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

ajusté en fonction de la surface de culture

- Surface de culture: 25 cm².
- Volume maximal: 60 ML.
- Dimensions(L x l xH): 9 x 5 x 2,5 cm.
- Conditionnement: Sachet de 10.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 360.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pour-culture-cellulaire/1245-flacons-pour-culture-cellulaire-60ml-cape-a-filtre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com