

FICHE PRODUIT



Kit complet de cystoscopie

Référence : SOC-00021347

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit Complet de Cystoscopie

Description :

TURP Set Bipolaire + Urethrotom Set

- Cystoscope Dia. 4mm 30 ° HD WL 300 mm, autoclavable.
- Gaine de résectoscope 26/24 CH, 2 robinets rotatifs, pour irrigation continue complète avec obturateur standard pour scope 4 mm. Verrouillage facile.
- Gaine EXTERNE de résectoscopie, 26 canaux pour télescope de 4 mm, verrouillage simple.
- Resectoscopie Gaine INTERIEURE avec isolant céramique de 24 CH uniquement.
- Obturateur standard pour gaines de résectoscope 24 CH.
- Élément de travail, bipolaire, coupe active par action du doigt - poignée fermée pour le viseur de 4 mm.
- Tige de protection pour élément de travail.
- Câble pour élément de travail bipolaire avec 2 fiches banane.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Electrode de boucle coudée, 24 canaux pour oscilloscopes à 30 °, bipolaire.
- Electrode à rouleau dentelée Dia.3 mm 24 CH, Bipolaire.
- Tube de stérilisation.
- Evacuateur ELLIK avec baril en verre et balle en caoutchouc.
- Adaptateur conique avec tube pour Ellik, fermeture à baïonnette.
- Seringue à vessie avec adaptateur de verrouillage 100ml.

Set d'urétrotome

- Gaine d'uréthrotome 21 CH avec canal pour bougies filiformes ou cathéters.
- Obturateur creux avec canal central, pour l'insertion du cathéter de guidage.
- Tube de guidage pour l'insertion d'un cathéter à ballonnet (gaine externe demi-ronde).
- Support de télescope pour diagnostic.
- Couteau à froid, droit, tige en sigle.
- Couteau froid, demi-rond, tige simple.

Kit de diagnostic de cystoscopie

- Gaine de cysto-uréthroscope avec valve centrale, sans obturateur, couleur 21 canaux.
- Obturateur 21 CH.
- Passerelle de télescope à double canal.
- Barre de protection pour Albarrean.
- Gaine de Cysto-uréthroscope sans obturateur, 21 CH.
- Pince à biopsie semi-rigide, cuillère ovale, dentelée, double action - L 40 cm, Ø 1,6 mm, 5 ch.
- Pince de préhension semi-rigide, mors en alligator, double action - L 40cm, Ø 1,6 mm, 5 ch.
- Ciseaux semi-rigides, action simple - L 40cm, Ø 1.6mm, 5 CH.
- Electrode de coagulation en forme de balle, 5 CH, L 45 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Câble de résectoscopie 4mm - 3 m de long.
- Pierre Dormia à délogé 5 CH, 5 fils, sans poignée.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/12450-kit-complet-de-cystoscopie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com