

FICHE PRODUIT



Instrumentation Coeliochirurgie Viscérale Laparoscopie

Référence : SOC-00021348

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Instrumentation Coeliochirurgie Viscérale Laparoscopie

L'un des principes fondamentaux d'une chirurgie laparoscopique sûre et réussie est une vision de haute qualité. Le point de départ de la chirurgie laparoscopique est le télescope. Les nouveaux **laparoscopes MAXER HD plus et 4K** commercialisé par **SOCIMED** aident le chirurgien à voir beaucoup mieux, surtout à la périphérie.

Grâce aux excellentes performances des systèmes de caméra **MAXER** à faible luminosité, il est possible de conserver un champ lumineux. Cette fonction est particulièrement utile pour la mini-laparoscopie avec un télescope de 3 mm.

Une gamme complète d'instruments est disponible pour compléter les systèmes **Maxer Vision**. La gamme comprend des **instruments et des manipulateurs monopolaires et bipolaires**.

Gamme de Laparoscope HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Laparoscopes Maxer HD+ de 5,5 mm et 10 mm de diamètre, disponibles en différentes longueurs. Elles offrent une excellente netteté et une clarté optique au centre et à la périphérie. Les oscilloscopes sont conçus pour correspondre à la dernière gamme de caméras **Maxer 4k**.

Laparoscope : Laparoscopes WL 330mm Ø 10mm 0 ° HD.

Instrumentation de Coeliochirurgie Viscérale Laparoscopie :

- Aiguille Veress haut débit Ø 2,7 mm longueur 120, Chromé ;
- Réducteur amovible avec support en silicone de Ø 11 mm à 5,5 mm ;
- Manchon de trocart automatique avec robinet et obturateur pyramidal Ø 6 mm, WL - 95 mm ;
- Trocart Obturateur Pyramidal Ø 6 mm ;
- Manchon de trocart fileté Ø 6 mm uniquement ;
- Multifonction, trocart à ouverture manuelle fileté, robinet et obturateur pyramidal Ø 11 mm, WL-101mm ;
- Manchon de trocart fileté Ø 11 mm uniquement ;
- Trocart Obturateur Pyramidal Ø 11 mm ;
- Poignée de dissection et de préhension avec instrument à cliquet complet ;
- Pince de dissection et de préhension Blunt Ø 5 mm, L- 33 cm, rotatif à 360° & détachable avec canal de rinçage (insertion uniquement) ;
- Arbre / Tube en plastique isolé 5 mm, L 33 cm avec bouton ;
- Poignée avec cliquet français pour 3 mm, 5 mm et 10 mm ;
- Poignée DUCK BILL avec instrument complet à cliquet ;
- Pince de dissection et de préhension DUCK BILL Ø 5 mm, L- 33 cm, rotative à 360° et détachable avec canal de rinçage (insertion uniquement) ;
- Arbre / Tube en plastique isolé 5 mm, L 33 cm avec bouton ;
- Poignée avec cliquet français pour 3 mm, 5 mm et 10 mm ;
- Poignée ALLIS avec instrument à cliquet complet ;
- Pince de préhension ALLIS fenêtrée Ø 5 mm, L- 33 cm, rotative à 360° et détachable avec canal de rinçage (insertion uniquement) ;
- Arbre / Tube en plastique isolé 5 mm, L 33 cm avec bouton ;
- Poignée avec cliquet français pour 3 mm, 5 mm et 10 mm ;
- Poignée MARYLAND sans cliquet Instrument complet ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pince de dissection MARYLAND, légèrement incurvée, double action Ø 5 mm, L- 33 cm, rotative à 360° & détachable avec canal de rinçage (insertion uniquement) ;
- Arbre / Tube en plastique isolé 5 mm, L 33 cm avec bouton ;
- Poignée sans cliquet pour 3 mm, 5 mm et 10 mm ;
- Poignée METZENBAUM sans cliquet Instrument complet ;
- Ciseaux METZENBAUM, légèrement incurvés, double action Ø 5 mm, L- 33 cm, rotatifs à 360° & détachables avec canal de rinçage (insertion uniquement) ;
- Arbre / Tube en plastique isolé 5 mm, L 33 cm avec bouton ;
- Poignée sans cliquet pour 3 mm, 5 mm et 10 mm ;
- Poignée pour pince de coagulation bipolaire, détachable et rotative Ø 5 mm ;
- Gaine 340 mm pour pince de coagulation bipolaire détachable et rotative ;
- Insertion bipolaire - Grande pince 34 cm ;
- Câble bipolaire HF, Pince bipolaire réutilisable à 134° C, câble de 3 m, Fiche plate, Modèle international bipolaire ;
- Applicateur de pince Ethicon (moyen, large) Ø10 mm, L 33 cm, détachable, rotatif à 360°, complet ;
- Porte-aiguille Endo, gauche incurvé ;
- Pince de préhension à griffes avec canal de rinçage Ø 10 mm, L- 33 cm ;
- Poignée de pistolet d'irrigation par aspiration avec vanne coulissante, connexion Luer-lock M 8 x 1 mm ;
- Tube adaptable SI, tube à 4 trous Ø 5 mm ;
- Électrode à crochet en forme de "L", monopolaire, Ø 5 mm, WL-330 mm ;
- Câble haute fréquence, monopolaire, mâle / femelle, 3 m de long.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/video-endoscope-complet/12451-instrumentation-coeliochirurgie-viscerale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com