

FICHE PRODUIT

Manchette seule avec poche de gonflage pour Poche- Press 500-1000 ml

Référence : SOC-528155SP

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Manchette seule Avec poche de gonflage, 3 tailles au choix. Pour manchette à pression spengler. Livrée sans tubulure ni manomètre.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/12463-manchette-seule-avec-poche-de-gonflage-pour-poche-press-500-1000-ml.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com