

FICHE PRODUIT

Bain-marie chauffant, à agitation modèle SHA-C

Référence : SOC-SHAC

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bain-marie chauffant, à agitation modèle SHA-C

le Bain-marie chauffant, à agitation modèle SHA-C Il est largement utilisé dans les instituts universitaires, les établissements de santé, l'industrie chimique du pétrole, l'hygiène et le contrôle des maladies, la surveillance de l'environnement comme instrument d'agitation et d'incubation pour diverses variétés de composés chimiques liquides et solides tels que la biologie, la biochimie, les cellules et les bactéries.

Caractéristiques principales :

- Contrôle PID du microprocesseur;
- Affichage de la température réelle;
- Avec minuterie mécanique;
- Bonne performance d'isolation avec couvercle en acier inoxydable;
- Intérieur et couvercle en acier inoxydable;
- Pince universelle à ressort, convient à tous les types de flacons de réactifs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Données techniques :

- Mode d'agitation : Alternatif ;
- Dimension de travail : 490 x 390 x 160 mm ;
- Dimension de la pince : 390 x 290 mm ;
- Plage de température : RT+5 ~ 99°C ;
- Fluctuation de la température : ± 0.5 ;
- Puissance de chauffage : 2000W
- Minuterie : 0-120min ou sans limite ;
- Fréquence d'agitation : Mise en route -300rpm, réglage de la vitesse en continu ;
- Amplitude : 20mm ;
- Tension : 110V 60Hz / 220V 50Hz ;
- Dimension (mm) : 710x510x450 ;
- Poids : 35kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-marie/12464-bain-marie-chauffant-a-agitation-modele-sha-c.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com