

FICHE PRODUIT

Table d'autopsie DELTA

Référence : SOC-H33316

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Table d'autopsie adaptée pour le lavage, la préparation des corps et les autopsies de petite ou moyenne importance. Les bords arrondis permettent au thanatopracteur d'opérer en toute sécurité. Équipée d'un bac de lavage à l'extrémité du plan de travail avec bonde d'évacuation Ø 100 mm avec panier. Robinetterie : - douchette avec flexible longueur 3 m. - mitigeur eau-chaude eau-froide, commande au coude.

Données techniques

Longueur : 2600 mm

Largeur : 850 mm

Hauteur : 850,9 mm

Plateau inox 304L ou 3016L (sur demande) incurvé avec bonde d'évacuation

Nombre de pieds: 6 (dont 4 avec platines de fixation)

Pieds réglables

Evier : 400x500x200 mm

Poids : 130 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Drain d'évacuation : (Ø 40 mm)

Attente plomberie : 2 x E.F. /1 x E.C avec vanne d'arrêt male 1/2

Qualité inox : 304 ou 316 sur demande

Colisage: L/l/H: environ 2700 x 950 x 1450 mm (carton + palette) Poids brut : 150 Kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/12466-table-d-autopsie-delta.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com