

FICHE PRODUIT

Microscope biologique binoculaire, modèle XSZ-107BN

Référence : SOC-XSZ-107BN

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du microscope XSZ-107BN

- Grossissement total: 40X-1600X
- Oculaire: WF10X (2PCS), WF16X (2PCS).
- Objectifs: 4X, 10X, 40X_s, 100X_s
- Tube oculaire: Binoculaire 45°. Tube incliné rotatif à 360°.
- Eclairage: Lampe halogène 6V / 20W.
- Plage de réglage grossier: 30 mm
- Plage de réglage fin: 30 mm.
- Phase de travail: Platine mécanique double couche: 130x140mm
Gamme mobile 75mmx45mm.
- Condenseur: Condenseur NA1,25 Abee avec diaphragme variable, échelle mobile et fil .
- Dimensions: 32 cm * 35 cm * 49 cm.
- Poids brut: 9 kg / 20 lb.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids net: 7,3 kg / 16,1 lb

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes/12472-microscope-biologique-binoculaire-modele-xsz-107bn.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com