

FICHE PRODUIT



Autoclave Vertical LS-100LD

Référence : SOC-LS-100LD

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'autoclave vertical LS-100LD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	LS-100LD
Volume de la chambre de stérilisation	100L
Pression de fonctionnement	0.22MPa
Température maximale	134°C
Uniformité de la température dans la chambre	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$
Réglage du temps de stérilisation	0-99min.
Réglage de la température	105-134°C
Puissance / Alimentation	4500W /AC220V 50Hz
Sécurité	Protection contre l'arrêt de l'arrivée d'eau, disjoncteur, protection contre les surpressions
Dimension totale (L×W×H)	68×65×122 (cm)
Poids	Brut 105Kg / Net 85Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclaves-steriliseurs/12473-autoclave-vertical-ls-100ld.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com