

FICHE PRODUIT



Lampe d'opération Led, Modèle KL051

Référence : SOC-KL051

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Pied mobile
- Domaines d'utilisation de la lampe : Polyvalente

Description du produit

Lampe d'opération Led, Modèle KL051 avec batterie.

Poids net: 220 kg

Poids brut: 240 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-mobile/12474-lampe-d-operation-led-modele-kl051.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Pied mobile
Domaines d'utilisation de la lampe	Polyvalente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com