

FICHE PRODUIT

Manomètre Vaquez-Laubry Nano

Référence : SOC-PH310023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Manomètre seul pour tensiomètre manobrassard Vaquez-Laubry Nano

Cadran 0 à 300 mmHg

conforme aux normes européennes EN 1060-1 à 4.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12480-manometre-vaquez-laubry-nano.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com