

FICHE PRODUIT

Unité O.R.L

Référence : SOC-10866IMA

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description de l'unité ORL

L'unité ORL est équipé de roulettes pivotantes en caoutchouc, une surface de travail constituée d'un profilé résistant aux rayures, 2 petits et un grand tiroirs pourvus de compartiments intérieurs amovibles, et un tiroir contenant une lampe germicide pour la stérilisation des instruments.

Le bras articulé avec le plateau porte-instruments est complété d'une canule d'aspiration terminale et de ses accessoires, d'une seringue de rinçage auriculaire avec contrôle automatique de la température de l'eau (un microprocesseur maintient la température constante à 37 °C) et d'une canule d'insufflation terminale.

L'unité ORL est fourni avec :

- une pompe aspirante silencieuse de 25 l/min (34 l/min sur demande)
- une alimentation électrique avec dispositif de réglage fin pour lampe Clar/Storz
- un dispositif de chauffage pour laryngoscope indirect
- un compresseur sec bicylindre pour insufflation tubaire
- un réservoir de 5 litres d'eau distillée avec signal acoustique de niveau de réserve.

Spécificités de l'unité ORL:

- Puissance 230 V-50 Hz (110 V-60 Hz disponible)
- Fabriqué en Italie.
- Dimensions : 85 x 54 x 85 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-ori-medical/12481-unite-o-r-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com