


FICHE PRODUIT

Kit O.R.L stérile complet

Référence : SOC-22733IMA

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Kit O.R.L stérile (boîte de 10 unités) est un dispositif médical permettant aux professionnels de santé spécialisés dans l'évaluation et le traitement des troubles de la gorge, de l'oreille, et du nez de faire des consultations ou de la chirurgie.

Contenu du Kit O.R.L stérile

- un (01) spéculum nasal en plastique
- un (01) abaisse-langue en plastique
- deux (02) embouts auriculaires en plastique (adulte et pédiatrique)
- deux (02) miroirs laryngés en plastique
- une (01) pince en plastique
- six (06) tampons
- une (01) serviette
- dans un plateau en plastique stérile (22 cm x 12.5 cm x 3 cm)

Conditionnement: boîte de 10.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-ori-medical/12483-kit-o-r-l-sterile-complet.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com