

FICHE PRODUIT



Oxymètre de pouls, Modèle MD300C19

Référence : SOC-MD 300 C19

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'oxymètre de pouls MD300C19 avec écran LED

Description:

- Oxymètre de pouls pour mesurer la saturation en oxygène et la fréquence du pouls
- Avec pouls graphique à barres (histogramme)
- Facile à utiliser avec un bouton
- Utiliser sans connaissances médicales
- Arrêt automatique après 8 secondes
- Compact, précis, surtout très instructif et facile à utiliser!

Contenu de la livraison:

- Oxymètre de pouls MD300C19
- Pochette noir en nylon avec boucle de ceinture
- Coque de protection en silicone

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lanière en nylon
- 2 pièces 1.5V piles alcalines AAA Duracell PROCELL Micro

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/12484-oxymetre-de-pouls-modele-md300c19.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com