

FICHE PRODUIT

Thermomètre auriculaire à infrarouge, Modèle ET-100D

Référence : SOC-ET-100D

Points forts

- délais : 4 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Thermomètre auriculaire à infrarouge, Modèle ET-100D

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres/12487-thermometre-auriculaire-a-infrarouge-modele-et-100d.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	4 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com