

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de laboratoire, Modèle LS-04S-A

Référence : SOC-LC-04S-A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Centrifugeuse de laboratoire, Modèle LC-04S-A

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuse/12492-centrifugeuse-de-laboratoire-modele-lc-04s-a.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com